

**OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ACERCA DA SEROLOGIA TOXOPLÁSMICA**

- As reacções positivas são tanto mais fáceis de interpretar quanto os testes são efectuados mais precocemente na gravidez.
- Uma seroconversão define-se pelo aparecimento de IgG e de IgM: deve confirmar logo qu possível sobre uma 3ª amostra.
- Um espaço de 3 semanas entre 2 amostras é necessário para confirmar a estabilidade do título de IgG; mas 10 a 15 dias são por vezes suficientes para colocar em evidência o seu aumento.
- Em caso de reactivação a presença de IgM é rara.
- Um tratamento antibiótico administrado muito cedo após a infecção pode atenuar a resposta humoral
- A pesquisa de sinais clínicos e utilização de técnicas complementares (aglutinação diferencial, pesquisa de IgA, ...) podem ser necessárias para precisar a data da infecção.

DPN: Diagnóstico Pré-natal

\* Em casos raros de primo-infecção, o aparecimento de IgG pode ser retardado de um periodo de 3 semanas.